

ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL IN BODY 270



InBody 270 es la versión renovada del analizador de composición corporal InBody 230.

El nuevo modelo aún las prestaciones tecnológicas marca de la casa: medición segmental directa SM-BIA, multifrecuencia MF-BIA y su sistema de electrodos de 8 puntos táctiles, con un diseño renovado, portabilidad y conexiones inalámbricas (wi-fi y bluetooth).

En menos de un minuto realiza una completa medición empleando dos frecuencias diferentes (20-100 kHz.) e imprime un informe de resultados (A4 o ticket).



Parámetros analizables:

- Agua Corporal Total
- Proteínas
- Minerales
- Masa Libre de Grasa
- Masa Grasa Corporal
- Peso
- Masa Músculo-Esquelética
- Índice de Masa Corporal
- Porcentaje de Grasa Corporal
- Análisis Muscular Segmental
- Análisis de Grasa Segmental
- Historial de Composición Corporal
- Evaluación Nutricional
- Tasa Metabólica Basal
- Nivel de Grasa Visceral
- Grado de Obesidad
- Ingesta Calórica Recomendada
- Consumo Calórico por Ejercicio
- Impedancia

InBody 270 ofrece dos tipos de informe:

- Informe general
- Hoja de resultados infantil

La hoja de resultados para niños incorpora la evaluación de la condición nutricional, esencial para su crecimiento futuro.

